

# Fronttorisch

variant

Een groot rest-astigmatisme kan worden gecorrigeerd door een fronttorische contactlens.

## TOEPASSING

Bij een rest-astigmatisme.

## VOORDELEN

- + Toepasbaar op alle (a)sferische binnen geometrieën

## NADELEN

- Contactlens is zwaarder vanwege de prisma

## GEBRUIKSDUUR

12 - 24 maanden

(afhankelijk van het gekozen materiaal)

## Parameters

<b>CYLINDER</b>	-0.25 - 10.00 per 0.25 oplopend
<b>AS</b>	0 - 180°
<b>PRISMA</b>	0.50 - 5.00